

Tunstall



Turvaa kotiin
Turvapalvelukeskuksen ja
älykkään teknologian avulla
- vuorokauden ympäri.

Tunstall Turvapuhelinpalvelu



Tunstall Turvapuhelinpalvelu

Koti on oma turvasatama. Koti on kuitenkin myös paikka, jossa tapahtuu eniten tapaturmia. Vahinkojen sattuessa on hyvä tietää, että apua on saatavilla.

Tunstallin Turvapuhelinpalvelu tarjoaa laajan valikoiman palveluita, jotka on räätälöity turvaamaan ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja kehitysvammaisten ihmisten arjen omassa kodissa. Turvapalvelukeskuksemme turvapuhelinpäivystäjät ovat laillistettuja sairaanhoitajia tai lähihoitajia. Turvapalvelukeskus päivystää vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Turvapuhelinpalvelu mahdollistaa turvallisemman ja vapaamman elämän kotona asuvalle ihmiselle – ja antaa mielenrauhaa läheiselle.

Näin Turvapuhelinpalvelu toimii:

- Kun turvarannekkeen nappia painaa, yhdistyy hälytys Tunstallin Turvapalvelukeskukseen.
- Turvapalvelukeskus tunnistaa hälyttävän henkilön ja avaa puheyhteyden keskuksen ja turvapuhelimen välille.
- Hoitoalan ammattilainen kartoittaa avuntarpeen puhelun aikana ja lähettää tarvittaessa ennaltamäärätyn auttajatahon paikalle.
- Auttajana voi toimia asiakkaan läheinen, turva-auttaja tai kotihoito. Akuuteissa ja henkeä uhkaavissa tilanteissa olemme yhteydessä Häätäkeskukseen (112).
- Palvelu on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.



Turvapuhelin

Turvapuhelin on kotiin asennettava turvalaite, joka koostuu turvapuhelimesta ja turvarannekkeesta.

Turvapuhelin on yhteyspiste, joka välittää turvarannekkeella tehdyn hälytyksen

Turvapalvelukeskukseen. Roisketiivistä turvarannekettä voi turvallisesti käyttää suihkussa ja tiskatessa.

Turvapuhelimessa on sisäänrakennettu akku, joka toimii laitteen virtalähteenä sähkökatkon aikana.



Paikantava turvakello

Turvakello näyttää ulkoisesti tavalliselta analogiselta kellosta, mutta sisältää sisäänrakennetun turvapuhelimen, jonka avulla voidaan hälyttää apua mistä tahansa – omasta kodista, työpaikalta tai ulkoa. Kellon GPS-paikantimen avulla voidaan nähdä mistä hälytys on lähetetty, mutta myös vastaanottaa hälytys, mikäli käyttäjä poistuu omalta turva-alueelta.



Lisälaitteet kotiin

Kodin turvallisuutta voidaan lisätä erilaisilla turvapuhelimeen liitettävillä lisälaitteilla. Niiden avulla on helppo räätälöidä jokaiselle sopiva turvakokonaisuus ja siten tehdä kodista turvallisempi asua. Turvapuhelimeen kytketyt lisälaitteet välittävät hälytyksen automaattisesti Tunstallin Turvapalvelukeskukseen, joka välittää asian eteenpäin.

Lisäranneke

Turvapuhelimeen on mahdollista liittää henkilökohtainen lisäranneke, esimerkiksi samassa taloudessa asuvalle asuinkumppanille.



Kaulanauha

Kolmesta kohdasta katkeava hälyttimen turvakaulanauha.



Pidike turvapainikkeelle

Turvarannekkeeseen liitettävällä painikeavustimella hälytyksen tekeminen on entistä helpompaa. Hälytys voidaan tehdä joko kämmenellä tai käsivarrella ja hyvin pienellä voimalla. Yhdistettävissä kaikkiin Tunstallin turvapainikkeisiin.



Ovihälytin

Ovenkarmiin asennettava turvalaite, joka hälyttää oven avaamisesta. Ovihälyttimen valvonta-aika on ajastettavissa.



Älykäs ovihälytin

Ovihälyttimeen liitetty liiketunnistin mahdollistaa tarkemman seurannan oviympäristön tapahtumista. Älykäs ovivalvonta seuraa reaaliaikaisesti poistuuko asukas asunnosta. Ovihälyttimen valvonta-aika on ajastettavissa.



Palohälytin

Palohälytin reagoi ilmassa olevaan savuun ja aktivoi kaksi automaattihälytystä. Voimakas äänihälytys varoittaa asunnossa olijota huoneistossa olevasta savusta. Turvapuhelin tekee automaattisen savuhälytyksen Tunstallin Turvapalvelukeskukseen avaten samalla puheyhteyden asuntoon. Turvapalvelukeskus välittää tiedon tulipalosta välittömästi Hätäkeskukseen.



Häkähälytin

Häkähälytin reagoi ilmassa olevaan näkymättömään CO-kaasuun ja aktivoi kaksi automaattihälytystä. Voimakas äänihälytys varoittaa asunnossa olijota huoneistossa olevasta kaasusta. Turvapuhelin tekee automaattisen häkähälytyksen Tunstallin Turvapalvelukeskukseen avaten samalla puheyhteyden asuntoon. Turvapalvelukeskus välittää tiedon tarvittaessa Hätäkeskukseen.



Kaatumishälytin

Ranteessa pidettävä hälytin tunnistaa sensoreiden avulla kaatumistapahtuman ja tekee siitä automaattisen hälytyksen Tunstallin Turvapalvelukeskukseen. Hälytys voidaan aktivoida myös tarpeen vaatiessa manuaalisesti.



Liesihälytin

Lieden yläpuolelle asennettu hälytin tarkkailee keittolevyjen lämpötilaa. Päälle unohtunut ja vaarallisesti ylikuumeneva liesi laukaisee äänihälytyksen asuntoon. Liesihälytin on itsenäisesti toimiva lisälaitte.



Lisäpalveluna päivittäinen voinnintarkastussoitto

Asiakkaan hyvinvoinnin tarkistaminen sekä sosiaalinen kanssakäyminen.

Tulevaisuuden hoivaratkaisuja vuodesta 1957

Yli 65 vuoden kokemuksella Tunstallin teknologiaa on integroitu asuntoihin, terveyssektorille sekä sosiaalipalveluihin maailmanlaajuisesti. Visiomme on maailma, jossa ihmisillä on vapaus elää elämäänsä täysillä – paikassa, jonka he itse valitsevat.

Turvapuhelinpalvelu on mahdollista hankkia yksityisesti tai hyvinvointialueen myöntämänä palveluna. Jos Teille jäi kysyttävää tai haluaisitte saada palveluistamme lisätietoa, voitte olla yhteydessä asiakaspalveluumme, jossa palveluneuvojamme auttavat Teitä mielellään!


Turvapalvelukeskuksen yhteystiedot:

Puh. 010 207 7177 (ma-pe 8-16)

turvapalvelu@tunstall.com

tunstall.fi/turvapuhelinpalvelu

Yksityisasiakkaat: tunstall.fi/turvaakotiin



5 miljoonaa
turvapuhelin-
käyttäjää



15
Turvapalvelukeskusta
ympäri maailmaa



200
kuntaa Suomessa
käyttää Tunstallin
turvapuhelimia